

# 1m4 Abdrückband

Zur Fixierung von Tupfern

- ▶ zur Fixierung von Tupfern über der Punktionsstelle bzw. Wunde
- ▶ erleichtert die Arbeit in Dialyse und Klinik
- ▶ rutschfeste Kunststoffplatte zur optimalen Druckverteilung
- ▶ stufenlos einstellbares elastisches Klettband
- ▶ hautfreundliches Material
- ▶ waschbar bei 60°C
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

## Technische Daten

Material:	Band: 75% Baumwolle, 20% Nylon, 5% synthetisches Latex Klettverschluss: 100% Nylon
Abmessung:	350 x 30 mm
Gewicht:	14 g
HS-Code*:	63079098 CN

## Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Abdrückband	1 Stück	25 x 1 Stück	4745010564345	11000.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland  
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)

CH REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz