


1m4 EKG-Lineal

zur Auswertung und Interpretation von EKGs

- ▶ handliche Interpretationshilfe zur präzisen EKG-Auswertung
- ▶ PQ-, QRS-, QT-, Skala für 25 mm/s + 50 mm/s und Amplituden
- ▶ detaillierte, übersichtliche Darstellung
- ▶ abwaschbar und abriebfest
- ▶ Werbeanbringung möglich



Technische Daten

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Abmessung: 242 x 50 mm

Gewicht: 16 g

HS-Code*: 90172090 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
EKG-Lineal	1 Stück	100 x 1 Stück	4745010564314	10027.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz