

# 1m4 EKG-Zirkel

Zur Auswertung und Vermessung von EKGs

- ▶ zur manuellen Vermessung von EKG-Amplituden
- ▶ keine ungewollte Veränderung der eingestellten Mess-Distanz
- ▶ Widerstand kann über Schrauben eingestellt werden
- ▶ Aufsteckhülse mit Lineal
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ Werbeanbringung möglich



## Technische Daten

Material:	Messing (verchromt), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Abmessung:	115 mm
Gewicht:	38 g
HS-Code*:	90178090 CN

## Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
EKG-Zirkel	1 Stück	25 x 1 Stück	4745010564307	10028.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland  
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz