

# 1m4 EKG-Nihik

EKG-de hindamiseks ja mõõtmiseks

- ▶ EKG amplituudi käsitsi mõõtmiseks
- ▶ Seadistatud mõõtmiskauguse tahtmatu muutmine ei ole võimalik
- ▶ Takistust saab reguleerida kruvide abil
- ▶ Katte koos joonlauaga
- ▶ Lihtne puhastada
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



## Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Messing (kroomitud), Akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeer (ABS)
Mõõt:	115 mm
Kaal:	38 g
HS-Kood*:	90178090 CN

## Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
EKG-Nihik	1 tükk	25 x 1 tükk	4745010564307	10028.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa  
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits