

1m4 Rassel nach McCormick

Zur Durchführung von Ablenkungs-Hörtests bei Kleinkindern

- ▶ hochfrequente Rassel nach McCormick
- ▶ zur Hörmessung mittels Ablenkungstest nach Ewing
- ▶ zum Hörscreening bei Babys ab 6 Monaten im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen
- ▶ robuster Kunststoff
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ Verpackung frei von Kunststoff
- ▶ Werbeanbringung möglich



Technische Daten

Material: Polystyrol (PS)

Dimension: 145 - Ø 60 mm

Gewicht: 25 g

HS-Code*: 92089000 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
McCormick Rassel	1 Stück	25 x 1 Stück	4745010564062	10006.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz