

1m4 Infusionsflaschenhalter

Zum Aufhängen für Infusionsflaschen

- ▶ für Glas-/Kunststoff-Flaschen von 100 bis 1.000 ml
- ▶ für die Verwendung mit Infusionsständern
- ▶ aus Edelstahlraht
- ▶ leicht zu reinigen



Technische Daten

Material:	Edelstahl
Abmessung:	325 x Ø 95 mm
Gewicht:	105 g
HS-Code*:	73262000 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Flaschenhalter	1 Stück	25 x 1 Stück	4745010564284	10025.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz