

# 1m4 Instrumentdipintsel

Instrumentide puhastamiseks kolmes erinevas variandi

- ▶ Instrumentide tõhusaks puhastamiseks
- ▶ Eemaldab ka kangekaelseid mustuseid
- ▶ Variantid harjastega: messingist, nailonist või roostevabast terasest
- ▶ Ergonoomilise käepidemega
- ▶ Autoklaaviga steriliseeritav, kuumakindel kuni 134 °C



Hoiatus: Metallharjastega puhastusharjade kasutamisel palun olla ettevaatlik, kuna harjased võivad kahjustada tundlikke pindu.

## Tehnilised spetsifikatsioonid

Material: Polüpropüleen (PP), messing, nailon, roostevaba teras

Materjali paksus: 180 mm, harjaste pikkus: 13 mm

Kaal: \*22 g, \*\*18 g

HS-Kood\*: 96039099 CN

## Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Messing*	1 tükk	10 x 1 tükk	4745010564451	12002.01
Nailon **	1 tükk	10 x 1 tükk	4745010564468	12002.02
Roosteva. teras *	1 tükk	10 x 1 tükk	4745010564475	12002.03

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)