

# 1m4 Instrumentialused ja kausid

Melamiinist kandikud ja kausid instrumentide jaoks

- ▶ Saadaval erinevates mõõtudes
- ▶ Vastupidav, kriimustuskindel pind
- ▶ Ümarad nurgad lihtsaks puhastamiseks
- ▶ Desinfitseerimisvahendi ja temperatuurikindel kuni 120°C
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



## Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Melamiin-Formaldehüüd (MF)

Kaal: 115<sup>1</sup>, 195<sup>2</sup>, 136<sup>3</sup> g

HS-Kood\*: 39241000 CN

## Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Kandik <sup>1</sup> 19 x 15 x 2 cm	1 tükk	70 x 1 tükk	4745010564352	10032.01
Kandik <sup>2</sup> 27 x 21 x 2 cm	1 tükk	36 x 1 tükk	4745010564376	10032.02
Kauss <sup>3</sup> 19 x 15 x 4 cm	1 tükk	58 x 1 tükk	4745010564369	10033.01

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)