

# 1m4 Ninaklambrite padjad

Ninaklambrite padjad spiromeetria jaoks

- ▶ Kasutamiseks erinevate tootjate ninaklambritega
- ▶ Pehme polsterdus
- ▶ Ühekordseks kasutamiseks



## Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Etüleen-vinüülatsetaadi kopolümeer (EVAC)

Mõõt: 10 x Ø 17 mm

Kaal: 0,5 g

HS-Kood\*: 392690979 CN

## Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Ninaklam. padjad	100 tükki	50 x 100 tükki	4745010564222	10020.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits