

1m4 Ohroliven

Ersatz-Ohroliven für Stethoskope

- ▶ passend für alle Stethoskope von 3M™ Littmann®** und ausgewählte Stethoskope anderer Hersteller
- ▶ ähnlich den original Littmann® Ohroliven (groß)
- ▶ weiche Ohroliven für angenehmen Tragekomfort
- ▶ latexfrei
- ▶ wahlweise in schwarz oder grau
- ▶ Lieferumfang 2 Paar (4 Stück) in der gewählten Farbe



Technische Daten

Material:	Silikon
Abmessung:	20 x Ø 14 mm
Gewicht:	1,5 g
HS-Code*:	90189084 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Ohroliven, schwarz	4 Stück	20 x 4 Stück	4745010564093	10097.01
Ohroliven, grau	4 Stück	20 x 4 Stück	4745010564109	10097.02

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz

**3M™ Littmann® ist eine geschützte Marke der 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, USA und steht in keinerlei Verbindung zur 1M4 OÜ.