

1m4 Pentherm

Diagnostikavahend temperatuuri tunnetuse testimiseks

- ▶ Diabeetilise neuropaatia varaseks avastamiseks
- ▶ Kasutatavate materjalide erineva soojusjuhtivuse alusel
- ▶ Patarei ei ole vajalik
- ▶ Lihtne puhastada
- ▶ Kinnitusklambriga
- ▶ Plastivaba pakendamine
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Polüpropüleen (PP), roostevaba teras

Mõõt: 100 x Ø 15 mm

Kaal: 46 g

HS-Kood*: 85131000 PK

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Pentherm	1 tükk	10 x 1 tükk	4745010564239	10021.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH

REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits