

# 1m4 Skoliometer

Diagnostikinstrument zur Vermessung der Wirbelsäule

- ▶ zur Vermessung der seitlichen Krümmung der Wirbelsäule (Rumpfasymmetrie)
- ▶ mit Aussparung für die Wirbeldornfortsätze
- ▶ Einsatzbereiche: Kinderheilkunde, Orthopädie und Physiotherapie
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ Verpackung frei von Kunststoff
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

## Technische Daten

Material:	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Abmessung:	168 x 54 x 10 mm
Gewicht:	60 g
HS-Code*:	90318020 CN

## Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Skoliometer	1 Stück	25 x 1 Stück	4745010564291	10026.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland  
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)

CH REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz