

# 1m4 Pinard Stethoskop

Stethoskop zur Auskultation der fetalen Herztöne

- ▶ angenehme Haptik, da aus Holz
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

## Technische Daten

Material:	Schima Holz
Abmessung:	175 x Ø 47 mm
Gewicht:	41 g
HS-Code*:	90189084 CN

## Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Pinard Stethoskop	1 Stück	20 x 1 Stück	4745010564277	10024.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland  
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)

CH REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz