

1m4 Keelepadi

Keele fikseerimiseks KNK-uuringute ajal

- ▶ Valmistatud meditsiinilisest krepp-paberist
- ▶ Venitav ligikaudu 100% ulatuses oma pikkusest
- ▶ Sobib tavaliste rullide hoidjatega
- ▶ 115 tükki ühe rulli kohta



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Krepppaber
Mõõt:	185 x 175 x 85 mm
Kaal:	365 g
HS-Kood*:	48030039 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Keelepadi	6 rulli, igaüks 115 tükki	40 x 6 rulli	4745010564406	10037.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de